

# PRINTEX® SET

## Aparat za obeležavanje

**PRINTEX® set** za obeležavanje omogućava praćenje paketa u centralnoj sterilizaciji.

### Sastoji se od:

- Aparata za markiranje
- Nalepnica

### APARATI ZA MARKIRANJE

Aparati za markiranje mogu biti sa dvorednim i trorednim štampanjem. Mogu da štampaju numeričke i alfanumeričke kodove.

Sa ovim aparatom, nalepnice se koriste brzo i lako. Zahvaljujući mehanizmu aparata za markiranje pisanje na nalepticama može se podesiti prema sopstvenim potrebama.



### NALEPNICE

Na nalepnicu mogu da se stave sledeće informacije:

- datum sterilizacije i datum isteka roka sterilnosti materijala
- LOT
- ime operatera
- naziv i vrsta proizvoda

Nalepnice se mogu naći u sledećim dimenzijama: **26 mm x 16 mm, 37 mm x 19 mm, 29 mm x 28 mm i 32 mm x 28 mm**. Mogu se personalizovati prema sopstvenim potrebama.

Posle otvaranja sterilnog pakovanja u operacionoj sali, nalepnice se odlepe i zalepe u knjigu pacijenta ili dokumenta vezana za operaciju.






Sadržaj nalepnice omogućava praćenje pacijenta preko serijskog broja – preko dokumentacije do odeljenja sterilizacije.

Sva pakovanja su označena klasom 1 indikatora prema EN ISO 11140-1 što omogućava da utvrdimo da li su pakovanja prošla proces sterilizacije i da možemo razlikovati ona koja nisu prošla proces sterilizacije.

Indikator proverava i klasifikuje da li su dobra sterilisana ili ne prema klasifikaciji indikatora ISO 11140-1.

Indikator pokazuje datum sterilizacije i datum isteka roka. Ako su dobra uskladištena u određenom vremenskom periodu za kasniju upotrebu, informacije o datumu su potrebne kako bi se klasifikovali sterilisani proizvodi po datumu isteka roka.

Treba pažljivo pratiti informacije kao što su: broj uređaja, osoba koja je pakovala materijal, broj sterilizacije, itd. Ako se pojavi problem, ove informacije omogućavaju da se vidi tačno vreme kada se to desilo i precizno analiziraju status opreme i proces sterilizacije.

TIP STERILIZACIJE	VRSTA PROIZVODA	INDIKATOR BOJE (pre prodiranja)	INDIKATOR BOJE (posle prodiranja)
<b>Para</b> (U ovom procesu, uništavaju se mikroorganizmi i njihovi patogeni proizvodi)	<b>Nalepnice duple - PARA (troredne)</b> Kataloški broj: 3228RBT05STVS Dimenzije: 29 mm x 28 mm / 32 mm x 28 mm Pakovanje: 1 kotur/500 kom.	Roze → 	Braon → 
<b>Etilen oksid (EO)</b> (Gas se koristi u proizvodnji organskih jedinjenja i kao fumigant, fungicid i agens u sterilizaciji)	<b>Nalepnice duple - Etilen oksid (troredne)</b> Kataloški broj: 3228RBT05STVE Dimenzije: 29 mm x 28 mm / 32 mm x 28 mm Pakovanje: 1 kotur/500 kom.	Menja u → 	Plavo → 
<b>Plazma</b> (Dezinfekcioni i sterilizacioni agens bez antiseptičkog svojstva)	<b>Nalepnice duple - Tyvek® Plazma (troredne)</b> Kataloški broj: 3228RBK05STVP Dimenzije: 29 mm x 28 mm / 32 mm x 28 mm Pakovanje: 1 kotur/500 kom.	Roze → 	Zuto → 