

SWAB2HUB®

Čistač konektora

Konektori bez igala koji se svakodnevno koriste u medicinskoj praksi, a posebno u jedinicama intenzivne nege i lečenja, prepoznati su kao izvor mikrobne kontaminacije koja može dovesti do bakterijemije, odnosno ulaska bakterija u krvotok.

Preporučeno je da se otvori za ubrizgavanje i vrhovi konektora na kanilama dezinfikuju rastvorom hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola između svake upotrebe. Kako bi Vam olakšali sam postupak predstavljamo vam - **Swab2Hub**, jedinstven proizvod na tržištu koji poseduje penastu ispunu natopljenu zasićenim rastvorom 2% m/m hlorheksidin glukonata i 70% v/v izopropil alkohola sa širokim spektrom biocidnog dejstva protiv bakterija, gljivica, plesni i mikobakterija.

Swab2Hub Vam pruža brzu antimikrobnu aktivnost sa izvrsnim produženim delovanjem čime sprečava nastanak infekcija i smanjuje dane boravka pacijenta u bolnici.

Inovativan dizajn samog proizvoda omogućava Vam da sa lakoćom dostepete do svih teško dostupnih mesta na kojima se mikroorganizmi najčešće zadržavaju, i efikasno ih dezinfikujete umetanjem završetka konektora u otvor uređaja i okretanjem kružnim pokretima najmanje 30 sekundi. Nakon 30 sekundi sušenja, obezbeđena je efikasna i potpuna dezinfekcija.

