

# LYSONOX<sup>®</sup> Steelmaxx

Proizvod za uklanjanje kamenca i poliranje, spreman za upotrebu, sa inovativnom i bezbednom formulom, za čišćenje, održavanje i regeneraciju svih površina od nerđajućeg čelika, uključujući i unutrašnje komore medicinske i nemedicinske opreme.

## POSEBNA SVOJSTVA

- Ne sadrži fosfornu kiselinu
- Ne sadrži CMR supstance
- Visoka kompatibilnost sa materijalima
- Za sve površine od nerđajućeg čelika
- Brz i efikasan
- Ne ostavlja rezidue
- Pogodan za održavanje unutrašnjosti komora automatskih mašina (npr. parni sterilizatori, uređaji za pranje i dezinfekciju, itd.).

## PRIMENA I DOZIRANJE

Dezinfekcija i čišćenje hirurških instrumenata	Doza: 0,5%	5 minuta
Dezinfekcija i čišćenje ultrazvučnih kada	Doza: 0,5%	5 minuta
Set prljavih instrumenata	Doza: 1,0%	5 - 20 minuta
Dezinfekcija i čišćenje opreme za endoskope	Doza: 1,0 - 2,5%	5 - 15 minuta

