

EPIDURALNE IGLE

Epiduralne igle za uvođenje racz katetera

Patentirana **RX Coudé**® epiduralna igla može pomoći u postavljanju vrha igle i pozicioniranju epiduralnih katetera. "RX Coudé" se može postaviti tako da prednja kosina formira ravnu površinu paralelnu sa ligamentum flavum i dura, čime se smanjuje mogućnost duralne punkcije. Kada se potvrdi epiduralna pozicija, igla se može rotirati prema ciljanom mestu. Zadnja peta RX igle je zaobljena kako bi se sprečilo oštećenje katetera tokom postavljanja.

U našem portofilu imamo:

Racz igla **RX-2 COUDÉ 15G, 8,9cm**

Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rendgenski vidljiva, oznake dužine, označen smer zakrivljenosti, dužine 8,9cm, 15G

Racz igla **RX-2 COUDÉ 16G, 8,9cm**

Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rendgenski vidljiva, oznake dužine, označen smer zakrivljenosti, dužine 8,9cm, 16G

Racz igla **RX-2 COUDÉ 18G, 8,9cm**

Epiduralna igla za uvođenje Racz katetera, sa stiletom, zakrivljenog vrha, rendgenski vidljiva, oznake dužine, označen smer zakrivljenosti, dužine 8,9cm, 18G

