

Sani-Cloth[®] AF

Maramice za čišćenje i dezinfekciju

Sani-Cloth AF formulacija sa kvaternarnim amonijumom, bez alkohola, koja pruža dva rešenja u jednom, idealan za upotrebu za čišćenje i dezinfekciju oko pacijenata i osoblja, posebno onih sa respiratornom osetljivošću.

Efikasnost

Tuberkulocidno, virucidno, baktericidno i kvascidno dejstvo za 2 minuta.

Preporučena upotreba

Za rutinsko čišćenje i dezinfekciju.

U prometnim prostorijama sa velikom frekvencijom gaženja.

Na površinama koje se često dodiruju.

Za uobičajenu opremu i neinvazivna medicinska sredstva.



Efikasnost proizvoda

	Metoda ispitivanja	Organizam	Kontaktno vreme	
Bakterije	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sek (z)	2 min (p)
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sek (z)	2 min (p)
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sek (z)	2 min (p)
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sek (z)	
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sek (z)	
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sek (z)	
Gljivice	EN 13727	MRSA- methicillin-resistant staphylococcus aureus	60 sek (z)	60 sek (p)
	EN 16615	Candida albicans	60 sek (z)	2 min (p)
	EN 13624	Candida albicans	30 sek (z)	
	EN 13624	Candida auris	30 sek (z)	
Virusi sa omotačem	EN 14476	Vaccinia Virus	30 sek (z)	60 sek (p)
	EN 14476	Corona,HIV, Hep B & C, SARS, Flu	30 sek (z)	2 min (p)
	EN 14476	Human Coronavirus ATCC VR-740	30 sek (z)	
Virusi bez omotača	EN 14476	Norovirus	30 sek (z)	60 sek (p)
TB	EN 14348	Mycobacterium terrae	2 min (z)	

*Citi ulovi (z) Prijavni ulovi (p)