

LYSONOX[®] SK PHASE 2

Automatsko reprocesiranje noćnih posuda

Kiseli agens za ispiranje, neutrališućeg i sekvestirajućeg dejstva, pogodan za dezinfekciju posuda za urin u uređaju za pranje i dezinfekciju.

Lysonox[®] SK Phase 2 je tečni agens za ispiranje, neutrališućeg i sekvestirajućeg dejstva, za automatsko reprocesiranje noćnih posuda i posuda za urin. Pogodan je za posude napravljene od stakla, nerđajućeg čelika i plastike. Proizvod je delotvoran pri uklanjanju taloga od kamenca i mrlja, i ukoliko se pravilno koristi, izbegava se nagomilavanje otpada unutar sistema za pranje noćnih posuda. Lysonox[®] SK Phase 2 može da se koristi sa svim vrstama uređaja za pranje i dezinfekciju na tržištu i sa svim vrstama tvrde vode. Naponjeku, ispunjava sve zahteve zahvaljujući veoma korisnim opsegom koncentracije.

POSEBNA SVOJSTVA

- Podesan za sve vrste uređaja za pranje i dezinfekciju
- Neutrališući i sekvestirajući agens
- Visoko disperzivno dejstvo kalcijumovih soli
- Eliminiše različite vrste otpada i ostataka
- Slabo stvaranje pene
- Velika mogućnost korišćenja pri različitim koncentracijama, za zadovoljavanje svih operativnih potreba
- Pogodna za sve stepene tvrdoće vode

PRIMENA I DOZIRANJE

Korišćenje u uređaju za pranje i dezinfekciju noćnih posuda	Doza: 0,5 - 6 ml/L (0,05 - 0,6%)	T° Promenljiva
---	----------------------------------	----------------

